

Лицевая дуга



Курортный проспект, 16
ТЦ Мелодия, 2 этаж
Сочи, Краснодарский край 354000
Россия

Телефон: +7-952-822-01-01

Высокоточное диагностическое устройство, которое определяет и фиксирует положение верхней челюсти пациента относительно анатомических ориентиров черепа и переносит эти данные в артикулятор — прибор, имитирующий движения нижней челюсти.

Цена: 5000
Статус: Активно

[Посетить Сайт](#)
[Отправить Сообщение](#)
[Email-сервис](#)

