

# Культевая вкладка цельнолитая

---



Курортный проспект, 16  
ТЦ Мелодия, 2 этаж  
Сочи, Краснодарский край 354000  
Россия

Телефон: +7-952-822-01-01

Монолитная ортопедическая конструкция, которая изготавливается в зуботехнической лаборатории путём литья из металла. Она состоит из двух частей: корневой (штифта), который фиксируется в корневом канале, и культевой, имитирующей подготовленный под коронку зуб. Такая вкладка создаёт надёжную основу для будущей коронки и позволяет сохранить зуб при сильном разрушении его коронковой части.

Цена: 5000  
Статус: Активно

[Посетить Сайт](#)  
[Отправить Сообщение](#)  
[Email-сервис](#)

