


Пластиночный, съёмный аппарат с расширяющим винтом



Курортный проспект, 16
ТЦ Мелодия, 2 этаж
Сочи, Краснодарский край 354000
Россия

Телефон: +7-952-822-01-01

Пластиночный аппарат с расширяющим винтом — это съёмная ортодонтическая конструкция, которая используется для коррекции зубочелюстных аномалий, связанных с сужением зубного ряда или необходимостью расширения челюстей. Аппарат состоит из пластмассового базиса, который повторяет форму нёба и прилегающей к нему поверхности зубов, и встроенного ортодонтического винта. С помощью винта можно постепенно расширять зубной ряд, воздействуя на кости и зубы.

Цена: 18000
Статус: Активно

[Посетить Сайт](#)
[Отправить Сообщение](#)
[Email-сервис](#)

