

Ортодонтическая коррекция с применением аппарата 2*4



Курортный проспект, 16
ТЦ Мелодия, 2 этаж
Сочи, Краснодарский край 354000
Россия

Телефон: +7-952-822-01-01

Ортодонтическое устройство, которое применяется для коррекции прикуса у детей в период сменного прикуса (когда в зубном ряду есть и молочные, и постоянные зубы). Система получила своё название из-за схемы крепления: брекететы фиксируются на двух молярах (обычно первых постоянных молярах, так называемых «шестёрках») и четырёх резцах. Моляры служат якорными опорами, а резцы — активной зоной коррекции.

Цена: 32500
Статус: Активно

[Посетить Сайт](#)
[Отправить Сообщение](#)
[Email-сервис](#)

