

Телескопический колпачок



Курортный проспект, 16
ТЦ Мелодия, 2 этаж
Сочи, Краснодарский край 354000
Россия

Телефон: +7-952-822-01-01

Телескопический колпачок — это несъёмная внутренняя часть телескопической коронки, которая фиксируется на опорном зубе или импланте. Он служит основой для внешней (съёмной) части протеза и обеспечивает надёжную фиксацию конструкции за счёт точного прилегания.

Цена: 7000
Статус: Активно

[Посетить Сайт](#)
[Отправить Сообщение](#)
[Email-сервис](#)

