


Коллагеновая мембрана



Курортный проспект, 16
ТЦ Мелодия, 2 этаж
Сочи, Краснодарский край 354000
Россия

Телефон: +7-952-822-01-01

Биорезорбируемый (рассасывающийся) барьерный материал, используемый при направленной регенерации костной и мягких тканей. Она создается из высокоочищенного коллагена животных (свиней, быков) или человека, предотвращая врастание мягких тканей в костный дефект и обеспечивая каркас для образования кости.

Цена: 23000
Статус: Активно

[Посетить Сайт](#)
[Отправить Сообщение](#)
[Email-сервис](#)

